

















レーザー血流計オメガフロー用プローブ

DS型 (ディスクタイプ)

JS型 (ジョイントタイプ)

NS型 (ニードルタイプ)

FS型 (ファイバースースタイプ)

OS型 (オペタイプ)

GS型 (汎用タイプ)

AS型 (アングルタイプ)

HS型 (ハンマタイプ)

TS型 (タブレットタイプ)

ES型 (内視鏡タイプ)

LS型 (ハリツケタイプ)

EG型 (簡易タイプ)

MF型 (広範囲タイプ)

ES型 (FINE) (内視鏡細型タイプ)

ML型 (測定深度切替タイプ)

EG型 (FINE) (簡易細型タイプ)

 測定深度：約0.6、1.0、1.4、1.8mm
 までの4通り

※単位: mm ※プローブケーブル長3.5m(ES型: 2m) ※形状、寸法、ケーブル長の特別注文もお受け致します。


適用プローブ、備品例

皮膚	DS、EG(FINE)、EG、LS、ML、MF、TS	術中脳	DS、MF、OS、TS
動物脳	EG(FINE)、NS、EG、JS、FS、オメガバランス	内視鏡、子宮鏡下	ES、ES(FINE)
脊髄	EG(FINE)、NS、EG、TS、TS、オメガバランス	内耳(蝸牛)	EG(FINE)、NS、NX(特注仕様)
神経	EG(FINE)、NS	口腔内	EG(FINE)、NS、AS、OS
筋肉	EG(FINE)、NS、DS	胃、肝臓、腎臓腸等の臓器	EG(FINE)、DS、NS、GS、HS、オメガバランス
		動物臓器埋め込み	EG(FINE)


レーザー血流計オメガフロー用プローブ

非接触用 FLO-N1シリーズ用


ST-N型 (スタンダードタイプ)




CS-N型 (コリメートタイプ)




AN-N型 (アングルタイプ)



PS-N型 (プリズムタイプ)



DS-N型 (ディスクタイプ)



適用プローブ、備品例

皮膚 ————— ST-N、DS-N、オメガバランス
 脳、脊髄、神経 ————— ST-N、CS-N、PS-N、AN-N、
 オメガバランス


目(ラット網膜) ————— CS-N、ST-N、オメガバランス
 臓器 ————— ST-N、AN-N、PS-N、
 オメガバランス

口腔、鼻腔、直腸内 ————— PS-N


備品




ファイバーストリッパー FS-01
 FG (FINE)、EG
 ジョイントファイバー用
 160 (W) × 80 (D) × 10 (H)




ファイバーカッター FC-01
 FG (FINE)、EG
 ジョイントファイバー用
 125 (W) × 10 (D) × 10 (H)



両面テープ BF-8
 DS、LS、TS、FG (FINE)、EG
 ジョイントファイバー用
 外寸φ15 内寸φ5



反射板 M13
 FG (FINE)、EG
 ジョイントファイバー用
 外寸φ13



オメガバランスFLO-B (プローブ固定器)
 500 (W) × 80 (D) × 350 (H)

※単位: mm ※プローブケーブル長3.5m (ES型: 2m) ※形状、寸法、ケーブル長の特別注文もお受け致します。

製造・販売元

OMEGAWAVE
 オメガウェーブ株式会社

〒183-0021 東京都府中市片町2-20-3 サンノースビル2F
 TEL:042-352-1171 FAX:042-352-1173
<http://www.omegawave.co.jp>